







FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

Code : PR1-ENR-TOUS-27
Version : 1.0
Date d'application : 09/11/2022

Enregistrement

Revue : 0

Page 1 sur 1

Recherche de sang dans les selles				
Pré-requis	1	2	3	4
<p>® Recherche à réaliser sur 3 selles différentes, espacées dans le temps, avec 1 dispositif pour chaque selle.</p> <ul style="list-style-type: none">- Recueillir les selles dans un récipient propre et sec- Pas de régime particulier avant de faire le test- Pas de prise d'alcool, d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les 48h avant le test- Ne pas réaliser le test durant les règles ou en présence d'hémorroïdes- Ne pas contaminer l'échantillon avec de l'urine				
		Dévisser et prendre le capuchon bleu (ne pas dévisser le capuchon rouge)	Insérer plusieurs fois le bâtonnet dans les selles (au moins 3pts différents)	Refermer le capuchon bleu et agiter vigoureusement ; transmettre le flacon au laboratoire ® Conservation 3 jours à température ambiante ou 5 mois entre 2 et 8°C

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS UTILES À LA RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

IDENTIFICATION DU PATIENT : coller l'étiquette patient ou remplir les informations ci-dessous

NOM d'usage : Prénom : Sexe : F M

NOM de naissance : Date de naissance :

Adresse :

N° Téléphone (impératif) :

Selle n°1 :

Date du recueil : Heure du recueil :

Selle n°2 :

Date du recueil : Heure du recueil :

Selle n°3 :

Date du recueil : Heure du recueil :

Réservé au laboratoire

Coller

Etiquette

Patient